

► Brotes (Biológicos)



Art. 112SBRT0371
Brote para
germinar de Alfalfa



Art. 112SBRT0010
Brote para
germinar de Acelga



Art. 112SBRT0020
Brote para
germinar de
Achicoria



Art. 112SBRT1910
Brote para
germinar de Berro



Art. 112SBRT0071
Brote para
germinar de Brocoli



Art. 112SBRT0008
Brote para
germinar de Col
Roja



Art. 112SBRT1810
Brote para
germinar de Hinojo



Art. 112SBRT0005
Brote para
germinar de
Lenteja



Art. 112SBRT3006
Brote para
germinar de
Mostaza



Art. 112SBRT0284
Brote para
germinar de
Rabanito



Art. 112SBRT1940
Brote para
germinar de Rúcula



Art. 112SBRT0004
Brote para
germinar de Soja

Modo de empleo del Germinador

BIO-SET

Distribuya las semillas sobre las bandejas de germinación y encaje las bandejas.

A continuación llene la tapa superior de agua (1 cm aproximadamente) tapando por debajo la válvula de filtrado.

Coloque la tapa superior sobre las bandejas.

El agua fluirá automáticamente desde la tapa de alimentación a todas las bandejas a través de las válvulas de filtrado humedeciendo las semillas (si esto no ocurre deberá echar más agua). El agua sobrante se depositará en la tapa inferior del germinador, la cual deberá ser vaciada.

El proceso de filtrado del agua a través de las válvulas garantiza la humedad de las semillas y su consiguiente germinación sin llegar a encharcarse.

Se deberá humedecer las semillas diariamente.

En cuanto a la luz, dependerá de las semillas, por ejemplo, la soja crece mejor en ambientes oscuros.

Dependiendo del tipo de semilla, éstas serán comestibles entre 2 y 5 días. Los brotes no consumidos el mismo día de su recolecta pueden almacenarse durante unos días en el frigorífico.

Lave bien los brotes antes de su ingesta.



Germinador *BIO-VITAL*
(incluye 3 sobres gratis)

Cultivo
doméstico



NOVEDAD PROMOCIONAL

*El germinador **BIO-VITAL** incluye tres sobres de semillas para brotes:*

SOJA + BERRO + MUNG (Soja verde)